

BALL TEST DATA

【セールス資料】

BALL NAME: PRISON CELL

COLOR:NAVY/RED/ROYAL

WEIGHT BLOCK : NUCLEUS CORE

COVER STOCK: MICRO SNAP SOLID REACTIVE

RG : 2.52 ΔRG:0.056 ID:0.018

FACTORY FINISH: 1500-Grit POLISHED

TRACK FLARE POTENTIAL: 7+

BACK END:19 (1-20) MAX LENGTH : 16 (1-20)





平成 26 年 12 月 4 日

レイアウト例

BIO CELL

PRISON CELL



CA53.2 度

CA55 度


フレア幅 最大 63/4 ・ 間隔 1/8

最大 6 3/4 ・

O	LONG			
I	MEDIUM			
L	SHORT			
		Light	Medium	Heavy

適正レーンコンディショニンググラフ

【ミディアムレーン 編】



0F

15F

37F

40F

比較品ライン

PRISON CELL

BIO CELL

【レーン状況】 ベースコンディションではミディアムクラスのレーンでピン側は手拭きにてレーンクリーニングを行いました

【製品比較表】

曲がり度	1	2	3	4	5	曲がり方	アーク	1	2	3	4	5	シャープ
スキッド	1	2	3	4	5	オイルの強さ	1	2	3	4	5		
ピンアクション	1	2	3	4	5	テスト品	○	比較品	△				

*上記の数字は、1側が少ない(短い・弱い) 5側が強い(大きい・長い)

【ボール総合評価】

今回発売されるプリズンセルは、レーン手前の直線的な走りが特徴でオイルの少ない状況にも対応出来る印象でした。ニュークリアスコアにしては手前がスキッドしてレーン中盤では転がり感が感じられバックエンド側ではキレの有る曲りが演出されました。BIO CELLに近いパフォーマンスですね。アイテムからアイテムトライコンディションで効果を発揮する事間違いないでしょう。曲る場所も不安定にならないのが CELL の最大特徴ですね。

【ここがポイント】

今回の CELL は非常にベーシックになりました。ニュークリアスコアが持つ適度な転がり度で直線的に走り、マイクロスナップソリッドの摩擦係数により一定したフレア間隔を維持する事でスナップ&フックを実現しました。正に CELL の基本系的な製品で適度にオイルにも強いので使用レーンコンディション幅も広いのが最大武器です。吸油性も低く長寿命な製品です。

予定日：平成 27 年 4 月中旬テスト協力センター：本八幡ハナボウル 希望小売価格：¥48,000 円 (税別)

テスター：石原 章夫プロ (HI-SPORTS 専属) ボール担当：松谷 俊二

